

# Comment réaliser un Prélèvement Salivaire ? A l'école



**Ne pas manger, ni boire, ni se laver les dents au moins 30 minutes avant le recueil de salive.  
Les élèves doivent s'être lavé ou désinfecté les mains avant de débiter**

## 1/ Identifier son pot :

- Noter nom/prénom/date de naissance de l'enfant sur une étiquette à coller sur le pot
- Si les étiquettes préimprimées sont fournies, coller l'étiquette de l'enfant en vérifiant son identité

## 2/ Distribution des pots identifiés

## 3/ Recueil de salive :

- Faire saliver l'enfant plusieurs fois dans son pot, sans cracher ni racler la gorge
- Quantité de salive : environ 1,5 mL (environ 3 à 4 mm au fond du pot)

Nota : Indiquer à l'enfant qu'il peut « fabriquer de la salive dans sa bouche » en faisant un mouvement avec sa bouche comme s'ils suçait un bonbon ou mastiquait un chewing-gum.

## 4/ Fermer le pot (à réaliser ou à vérifier par un adulte)

- VERIFIER QUE LE BOUCHON SOIT VISSE A FOND (tout flacon renversé sera rejeté au laboratoire).

## 5/ Mettre le pot dans un sacnet jaune « COVID-19 PCR » et le fermer en enlevant la languette.

## 6/ Insérer la fiche de consentement de l'enfant dans la poche extérieure du sac.

Déposer tous les échantillons salivaires  
dans des grands sacs transparents identifiés au nom du dépistage.



salive