

Mesures de contenances – CE2 29-05

Complète avec le signe qui convient (>, < ou =)

250 dL 23 L

100 mL 1 dL

3 L 300 cL

12 dL 1 000 mL

800 cL 3 L

Calcule les mesures de contenance

300 mL + mL = 1 L

4 dL + dL = 1 L

80 cL + cL = 1 L

12 dL 1 000 mL

Complète.

45 cL + mL = 1 L

..... mL + 73 cL = 1 L

2 dL + cL = 1 L

..... cL + 7 dL = 1 L

500 mL + dL = 1 L

Colorie de la même couleur les mesures équivalentes. Il y a un piège.

